



„Oral Fluid Collection Kits“

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Haben Sie schon gewusst, dass Sie bei uns auch „Oral Fluid Collection Kits“ zur Gewinnung von Speichelsammelproben erhalten können?

Das Kit enthält, mit Ausnahme von einer Schere und einem Permanentmarker, alles Notwendige für die Speichelgewinnung, die auslaufsichere Verpackung und den Versand.

Informationen zur Gewinnung von Oral Fluid Proben erhalten Sie [hier...](#) und das Bestellformular finden Sie im Anhang.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage unter 0511 220029-0 oder service@ivd-gmbh.de.

Haben Sie schon mal unser „Oral Fluid Collection Kit“ zur Gewinnung von Speichelsammelproben verwendet?

Wenn ja, geben Sie uns Ihr Feedback, denn Ihre Meinung ist uns wichtig!

Mit Ihren Wünschen, Anregungen und Ihrer Kritik helfen Sie uns, Verbesserungspotenziale in die Praxis umzusetzen.

Bei der Herstellung unseres „Oral Fluid Collection Kits“ haben wir versucht, den Anforderungen der Praxis so gut wie möglich gerecht zu werden.

Dennoch erhielten wir die Rückmeldung, dass die Befestigung des Kaustrickes mithilfe der Kabelbinder oder dem Befestigungsseil einigen Anwendern Probleme bereitet, da diese den Kauaktivitäten der Schweine nicht standgehalten haben.

Daher haben wir uns eine stabilere Befestigungstechnik überlegt, s. Abbildung.



Welche Erfahrungen haben Sie mit unserem „Oral Fluid Collection Kit“ gemacht? Haben Sie weitere Anregungen für die Verbesserung unseres „Oral Fluid Collection Kits“?

Dann zögern Sie nicht und senden Sie uns Ihr **Feedback**.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Selbstverständlich erhalten Sie auch bei uns Verpackungen entsprechend der ADR Vorschrift P650 für die Probennahme und -versand. Informationen dazu erhalten Sie [hier...](#)

Stöbern Sie doch noch etwas weiter auf unsere Homepage und informieren Sie sich über uns sowie unser vielseitiges **Leistungsangebot**.

Ihr IVD-Team

Anforderung von Oral Fluid Collection Kits



Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium.



IVD Gesellschaft für Innovative Veterinärdiagnostik mbH
Albert-Einstein-Str. 5 30926 Seelze-Letter




Telefon: 0511 220029-0 Fax: -99
E-Mail: service@ivd-gmbh.de <https://www.ivd-gmbh.de>

Kunde:

IVD GmbH
Albert-Einstein-Str. 5
30926 Seelze-Letter
Fax: 0511 220029-99

Bestellung von Oral Fluid Collection Kits

Artikel	Bestellmenge	Einzelpreis in € Netto
<p>IVD Swine Oral Fluid Kit Kaustrick</p> <p>Verpackungsbeutel mit Zipper enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Einlegekarte mit Arbeitsanweisung • 1 Kaustrick aus Baumwolle ungebleicht Länge ca. 70 cm, Ø 16 mm zusammengebunden mit dünnem Befestigungsseil Länge 150 cm, Ø 3 mm • 1 Paar Handschuhe • 1 großer Plastikbeutel für die Speichelgewinnung • 1 Probenröhrchen mit Schraubverschluss • 2 kleine Plastikbeutel • 1 selbstklebendes Etikett 	<p>ab 12 Stück</p>	<p>7,00</p> <p>6,50</p>

Preise zzgl. Versandkosten, zzgl. der ges. MwSt v. z. Zt. 19%.

Zur Information für Ihre Probeneinsendung

Verpackungen entsprechend der ADR Vorschrift P650 für den Postversand an unser Labor finden Sie auf unsere Homepage <https://www.ivd-gmbh.de/quicklinks/probennahme-und-versand>. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns unter 0511 220029-0.

Ort und Datum	Unterschrift des Kunden
---------------	-------------------------

Unser aktuelles Preis- und Leistungsverzeichnis erhalten Sie auf Anforderung. Es gelten unsere AGB, einzusehen unter <https://www.ivd-gmbh.de>. Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.ivd-gmbh.de/datenschutz>.